

Flange Plug Caps, naturfarben

für 12 mm Tubes und Küvetten

Polyethylen



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 761270 | Biozym

50,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Stopfen

Farbe: natur

Material: PE

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

- Polyethylen
- Einfachstes Anbringen und Abnehmen bei 12 mm Tubes und Röhrchen
- Schutz vor gefährlichen Aerosolen und Mikroorganismen
- In 6 Farben erhältlich
- Nicht steril
- Nicht autoklavierbar

Diese Deckel sind mit zwei flexiblen Flanschen ausgestattet, die einen dichten Verschluss gewährleisten. Sie passen auf Reagenzgläser, aber auch auf Rundküvetten und Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm