


FrameStar 96 PCR Plate, clear Wells, clear Frame

High Profile, cut A12, Single Barcoded (128)

Semi-Skirt (ABI)



Packung à 50 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0770-C-SBC | [Azenta](#) | Herstellernummer: 4ti-0770/C/SBC

244,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A12

Eigenschaften: ABI-Typ, rigid frame

Farbe: farblos

Farbe Wells: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: FrameStar

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 50 Stück

Volumen: 0.2 ml