

Fixed Angle Rotor 16 x 15 ml Tubes

für iFuge UC02R oder iFuge UC02, max. RCF 4910 x g



1 Stück

Artikel-Nr.: 552664 | [Biozym](#)

249,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Kategorie: Zubehör Zentrifuge
Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R
Produkttyp: Festwinkel, Rotor
Verpackung: 1 Stück