

# Pipette, 1-Kanal, Nichipet ECO 100 - 1000 µl

Spezialpipette, Increment 1 µl  
für Glasspitzen Art.Nr. 67GLTL

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPC1000 | Nichiryo



Abbildung ähnlich

**319,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** Nichipet ECO  
**Pipettenvolumen:** bis 1000 µl  
**Produkteigenschaft:** für Glasspitzen, manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

### Die Genauigkeit und Präzision einer Mikropipette mit der Stabilität und Zuverlässigkeit von Glasspitzen

- Die Glasspitze ermöglicht eine verzerrungsfreie Handhabung von Flüssigkeiten für die Analyse von Umwelthormonen
- Vier verschiedene Größen für einen großen Volumenbereich. ( 20µl - 10000µl )
- Die Glasspitze ist mit einem doppelten O-Ring am Gerät befestigt
- Wird mit einer PTFE-Düse und einem Keramikkolben geliefert

Forschungen zum Thema „Umwelthormon“ erfolgen immer häufiger, um die genauen Ursachen und Wirkungen auf das menschliche System und wild lebender Tiere zu klären. Besonders für diese Forschung sind Glasspitzen besser geeignet als Pipettenspitzen aus Kunststoff. Je nach Anzahl der Wiederverwendung leisten diese Spitzen auch einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoffabfällen.

