

Pipette, 1-Kanal, Nichipet ECO 1000 - 5000 µl

Spezialpipette, Increment 10 µl
für Glasspitzen Art.Nr. 67GLTX

1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPC5000 | Nichiryo



Abbildung ähnlich

334,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichipet ECO
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: für Glasspitzen, manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Die Genauigkeit und Präzision einer Mikropipette mit der Stabilität und Zuverlässigkeit von Glasspitzen

- Die Glasspitze ermöglicht eine verzerrungsfreie Handhabung von Flüssigkeiten für die Analyse von Umwelthormonen
- Vier verschiedene Größen für einen großen Volumenbereich. (20µl - 10000µl)
- Die Glasspitze ist mit einem doppelten O-Ring am Gerät befestigt
- Wird mit einer PTFE-Düse und einem Keramikkolben geliefert

Forschungen zum Thema „Umwelthormon“ erfolgen immer häufiger, um die genauen Ursachen und Wirkungen auf das menschliche System und wild lebender Tiere zu klären. Besonders für diese Forschung sind Glasspitzen besser geeignet als Pipettenspitzen aus Kunststoff. Je nach Anzahl der Wiederverwendung leisten diese Spitzen auch einen kleinen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoffabfällen.

