

Nestor, automated R&D cell culture system

incl. refrigeration unit

1 Stück



Artikel-Nr.: 38NESTOR | [Cellaven](#)

31.900,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Folgende Bestandteile sind im System inkludiert:

- Fluid distribution unit
- Refrigeration unit
- Electric and communication hub
- Power supply unit

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Nestor, automated R&D cell culture system

System zur Zellkulturautomatisierung für die Durchführung manueller Medienwechsel. Entdecken Sie die Vorteile von Nestor: flexibel, einfache Anwendung und ein attraktiver Preis!

- Zugänglich für alle R&D Labore
- Einfache Anwendung - zeitsparend
- Keine Wochenendschichten mehr
- Flexibel: Handhabung von Zellkulturflaschen (T75, T225, T175) und Well-Platten (24-well, 6-well)
- Keine Änderung der bisherigen Protokolle notwendig
- Kompakt: Größe eines DIN A3 Blatts