

Ersatzscharnier für proPAGE Gel-Casting Rahmen

CLEAVER SCIENTIFIC BRAND



1 Set (2 Stück)

Artikel-Nr.: 618213 | [Cleaver Scientific](#)

13,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Ersatzscharnier Gel-Casting Rahmen

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produktlinie: proPAGE

Produkttyp: proPAGE Zubehör

Verpackung: 1 Set (2 Stück)