

15 ml MetalFree Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0111 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3134-340-001-9

118,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: MetalFree
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 15 ml