

Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX III 0.1 - 2 µl

Increment 0.002 µl, UV resistent, Autoklavierbar
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPX32 | Nichiryo

164,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichipet EX III

Pipettenvolumen: bis 2 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

- UV resistente Zählwerkanzeige unter Glasabdeckung
- Hyper Blower System besonders praktisch das Pipettieren von kleinen Volumen
- Verschlussmechanismus gegen versehentliche Volumenverstellung
- Abwurfhülse einfach entfernbar für Arbeiten in sehr engen Gefäßen
- Eindeutige Farbcodierungen