

Pipette, 1-Kanal, Nichipet EX III 0.5 - 10.0 µl

Increment 0.01 µl, UV resistant, Autoklavierbar
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 65NPX310 | Nichiryo

164,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichipet EX III

Pipettenvolumen: bis 10 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

- UV resistente Zählwerkanzeige unter Glasabdeckung
- Hyper Blower System besonders praktisch das Pipettieren von kleinen Volumina
- Verschlussmechanismus gegen versehentliche Volumenverstellung
- Abwurfhülse einfach entfernbar für Arbeiten in sehr engen Gefäßen
- Eindeutige Farbcodierungen