

Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos

graduiert, mit Druckverschluss

DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710190 | Biozym

23,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 2.0 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, farblos

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle