

## ripette, manueller Handdispenser, rot mit Stepperfunktion für Multitips, Ritips und Ritips Evolution



1 Stück

Artikel-Nr.: 658000 | Ritter

**256,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kategorie:** Stepper

**Marke:** ripette

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 1 Stück

#### ripette Standard

Die ripette zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Komfortabler Hand-Dispenser für Serierendosierungen
- 5 Stellrad Einstellungen ermöglichen 40 verschiedene Volumina
- Kostengünstig
- Genaues Dosieren gewünschter Volumina
- Geringes Gewicht (ca. 100 g)
- Leicht bedienbares Einstellrad
- Keine Verschleißteile
- Wartung und Instandhaltung nicht notwendig
- Die Verwendung von "Ritips" wird empfohlen