

Reaktionsgefäße 1.5 ml farblos

graduiert, mit Kugelsicherheitsverschluss

DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710200 | Biozym

22,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Kugelsicherheitsverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße 1.5 ml farblos

Der zuverlässige Verschluss des Reaktionsgefäßes wird durch eine Überwurfverbindung zwischen Deckel und Gefäß hergestellt. Der Verschlussmechanismus in Form einer Kugel hat keine scharfen Kanten und ist daher mit dem Daumen leicht und „schmerzfrei“ zu bedienen. Da die Kugel bei geschlossenem Gefäß oben auf dem Deckel sichtbar ist, kann mit einem Blick kontrolliert werden, ob das Gefäß sicher verschlossen ist.

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Polypropylen
- Mit Kugelsicherheitsverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle