

Tube Roller Rack, klein



3 Stück

Artikel-Nr.: 553041 | Biozym

69,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 3 Stück

Verdoppeln oder verdreifachen Sie die Kapazität Ihres Rollenmischers mit dem Tube Roller Rack (Kapazität für bis zu 10 Probengefäße)

Vorteile:

- Durch die Erhöhung der Probenkapazität werden weniger Rollenmischer benötigt
- Dies kann bei limitierten Platz hilfreich sein
- Die effektive Drehzahl wird durch eine größere Rotation verlangsamt
- Eine kontrollierte, niedrigere Geschwindigkeit mindert Zellschäden und reduziert somit Probenfehler
- Die gleiche Probenanzahl kann mit einer kleineren Menge an Rollenmischern gemischt werden
- Das Tube Roller Rack kann auch als Aufbewahrungsrack zum Beispiel in Eisbädern verwendet werden
- Das Polypropylengerüst ist robust und autoklavierbar

Spezifikationen:

- Kapazität: 10 Probengefäße
- Material: Polypropylen
- Farbe: blau
- 3 Stück pro Einheit
- Kompatibel mit den meisten Herstellern von Probenröhrchen
- Passend für Blut- und Probenröhrchen mit einer Länge von 10 bis 17 mm (3,5-7 ml)
- Durchmesser des Tube Rollers: 64,5 mm
- Durchmesser der Halterungen: 12 mm +/- 0,2 mm
- Länge des Tubes Rollers: 239 mm

