

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 500 ml

0.2 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC001 | Biozym

104,58 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.2 µm

Trichterkapazität: 500 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück