

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 1000 ml

0.2 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC002 | Biozym

119,22 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.2 µm

Trichterkapazität: 1000 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück