

BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 250 ml

0.1 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC006 | Biozym

82,08 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 66 mm

Eigenschaft: Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.1 µm

Trichterkapazität: 250 ml

Verpackung: Packung à 12 Stück