

## BIOFILL Bottle Top Flaschenfiltersystem, 1000 ml

0.1 µm High Flow PES Bottle Top Filter Full Assy.  
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC008 | Biozym

**132,72 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Durchmesser Membran:** 90 mm

**Eigenschaft:** Filtrationssystem mit Flaschenverschluss

**Kategorie:** Flaschenfiltersystem

**Porengröße Filter:** 0.1 µm

**Trichterkapazität:** 1000 ml

**Verpackung:** Packung à 12 Stück