

BIOFILL Bottle Top Funnel, 250 ml

Trichter mit 0.2 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC009 | Biozym

104,58 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 66 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.2 µm

Trichterkapazität: 250 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück