

BIOFILL Bottle Top Funnel, 500 ml

Trichter mit 0.1 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC013 | Biozym

132,72 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 66 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.1 µm

Trichterkapazität: 500 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück