

BIOFILL Bottle Top Funnel, 1000 ml

Trichter mit 0.1 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC014 | Biozym

150,66 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.1 µm

Trichterkapazität: 1000 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück