

BIOFILL Bottle Top Funnel, 250 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC015 | Biozym

104,58 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.45 µm

Trichterkapazität: 250 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück