

## BIOFILL Bottle Top Funnel, 500 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane  
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC016 | Biozym

**130,44 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Durchmesser Membran:** 90 mm

**Eigenschaft:** Trichter mit Flaschenaufsatz

**Kategorie:** Flaschenfiltersystem

**Porengröße Filter:** 0.45 µm

**Trichterkapazität:** 500 ml

**Verpackung:** Packung à 24 Stück