

BIOFILL Bottle Top Funnel, 1000 ml

Trichter mit 0.45 µm PES Membrane
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC017 | Biozym

148,44 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Durchmesser Membran: 90 mm

Eigenschaft: Trichter mit Flaschenaufsatz

Kategorie: Flaschenfiltersystem

Porengröße Filter: 0.45 µm

Trichterkapazität: 1000 ml

Verpackung: Packung à 24 Stück