

T175 Zellkulturflasche, Dichtungskappe, TC

TC behandelt
steril



Packung à 40 Stück

Artikel-Nr.: ABC124 | Biozym

67,02 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Bereich des Zellwachstums: 175 cm²

Deckel: Dichtungskappe

Eigenschaft: TC behandelt

Empfohlenes mittleres Volumen: 35 ml – 52.5 ml

Fassungsvermögen: 750 ml

Kategorie: Zellkulturflasche

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 40 Stück