

T175 Zellkulturflasche, Dichtungskappe

unbehandelt

steril



Packung à 40 Stück

Artikel-Nr.: ABC132 | Biozym

117,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bereich des Zellwachstums: 175 cm²

Deckel: Dichtungskappe

Eigenschaft: unbehandelt

Empfohlenes mittleres Volumen: 35 ml – 52.5 ml

Fassungsvermögen: 750 ml

Kategorie: Zellkulturflasche

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 40 Stück