

Reaktionsgefäße, PP, 0.5 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
graduiert, mit Schriftfeld



Packung à 1000 Stück

Artikel-Nr.: ABT001 | Biozym

10,56 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel

Farbe: farblos

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Packung à 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße

- können zwischen -80° C und 121 °C und mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln verwendet werden
- bis 20.000 xg RCF* zentrifugierbar