

## Reaktionsgefäße, PP, 1.5 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Free  
graduiert, mit Schriftfeld



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABT002 | Biozym

**11,30 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

---

## Beschreibung

**Deckel:** Flachdeckel

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** Packung à 500 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

Reaktionsgefäße können zwischen -80°C und 121°C und mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln verwendet werden bis 20.000 xg RCF\* zentrifugierbar