

## Reaktionsgefäße, PP, 1.5 ml

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
graduiert, mit Schriftfeld



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABT002 | Biozym

**6,78 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Deckel:** Flachdeckel

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** Packung à 500 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

Reaktionsgefäße

- können zwischen -80° C und 121 °C und mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln verwendet werden
- bis 20.000 xg RCF\* zentrifugierbar