

## Messkolben TPX, 25 ml

Genauigkeitsanforderungen Klasse "B"



Abbildung ähnlich

1 Stück

Artikel-Nr.: ABL011 | Biozym

**13,92 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Genauigkeitsanforderungen:** Klasse B  
**Kategorie:** Messkolben  
**Material:** TPX  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumen:** 25 ml

- Messkolben aus medizinischem TPX-Polymer gemäß 21 CFR hergestellt
- Frei von Schwermetallen und Naturkautschuk
- Diese Kolben bestehen aus glasähnlichem TPX
- Hervorragende Klarheit und werden mit Polypropylen-Stopfen geliefert
- Erfüllen die Genauigkeitsanforderungen der Klasse A gemäß ISO 1042.
- Es wird empfohlen, diese Kolben bei maximal 60 °C zu waschen.