

## Weithalskanister mit Korkstopfen, HDPE, 50 l

Deckel PP

Nicht Autoklavierbar



1 Stück

Artikel-Nr.: ABB512 | Biozym

**139,68 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Autoklavierbar:** nein

**Kapazität:** 50 l

**Kategorie:** Weithalskanister

**Material:** HDPE

**Verpackung:** 1 Stück

- Diese Ballons werden aus hochreinem, neuwertigem Polypropylen (PP) in medizinischer Qualität (USP Klasse VI) hergestellt.
- Sie verfügen über einen sicheren Verschluss für optimale Sicherheit und Langzeitlagerung.
- Sie eignen sich zur Lagerung und zum Versand von Reagenzien, Chemikalien, Kulturmedien und Standards.
- Diese robusten Ballons mit ihrer großen Weithalsöffnung eignen sich für große Volumina.
- Äußerst stabil und langlebig und verfügen über stabile Tragegriffe an beiden Seiten.
- Der hochwertige und langlebige Hahn ermöglicht die einfache Entnahme von Flüssigkeiten, Chemikalien, Reagenzien, Kulturmedien und Standards.
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Laborreagenzien.