

Transferpipette, LDPE, 0.5 ml, niedrige Affinität

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABP307 | Biozym

13,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Länge: 131 mm

Pipettenvolumen: 0.5 ml

Produkteigenschaft: LDPE

Sterilität: unsteril

Verpackung: Packung à 500 Stück

- Ausgezeichnete chemische Stabilität.
- Geeignet zum Aufziehen, Umfüllen und Mischen unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
- Transparent mit klarer Graduierung zur einfachen Füllstandsanzeige.
- Hergestellt in einem Reinraum der ISO-Klasse 8.
- Keine Kontamination durch Zusatzstoffe.
- Pipetten können für die Verwendung mit Mikrogefäßen und Behältern mit ungewöhnlichen Formen gedreht und verformt werden.
- Hohe Präzision und gute Wiederholbarkeit.
- Die einzeln verpackten Pipetten sind gamma-sterilisiert.