

## Transferpipette, LDPE, 3.0 ml, niedrige Affinität

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABP305 | Biozym

**8,46 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Kategorie:** Transferpipette

**Länge:** 154 mm

**Pipettenvolumen:** 3.0 ml

**Produkteigenschaft:** LDPE

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** Packung à 500 Stück

- Ausgezeichnete chemische Stabilität.
- Geeignet zum Aufziehen, Umfüllen und Mischen unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
- Transparent mit klarer Graduierung zur einfachen Füllstandsanzeige.
- Hergestellt in einem Reinraum der ISO-Klasse 8.
- Keine Kontamination durch Zusatzstoffe.
- Pipetten können für die Verwendung mit Mikrogefäßen und Behältern mit ungewöhnlichen Formen gedreht und verformt werden.
- Hohe Präzision und gute Wiederholbarkeit.
- Die einzeln verpackten Pipetten sind gamma-sterilisiert.