

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Free
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück

Artikel-Nr.: ABM001 | Biozym

49,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: 3 Vents

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen und werden gemäß ISO 24998 „Kunststoff-Laborartikel – Einweg“ hergestellt.
- Die robuste Maßgenauigkeit von 90 mm gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten automatisierten Systemen.
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Betrachtung unter dem Mikroskop.
- Die belüfteten Schalen verfügen über einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht.