

## Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück

Artikel-Nr.: ABM001 | Biozym

**29,82 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Eigenschaft:** 3 Vents

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** antiseptisch, steril

**Verpackung:** 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen und werden gemäß ISO 24998 „Kunststoff-Laborartikel – Einweg“ hergestellt.
- Die robuste Maßgenauigkeit von 90 mm gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten automatisierten Systemen.
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Betrachtung unter dem Mikroskop.
- Die belüfteten Schalen verfügen über einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht.