

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
steril, doppelt verpackt, 8 pro Beutel



Packung à 384 Stück

Artikel-Nr.: ABM027 | Biozym

32,46 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaft: 3 Vents, doppelt verpackt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: steril

Verpackung: 384 Stück 8 pro Beutel doppelt verpackt, Packung à 384 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.