

Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Free
steril, doppelt verpackt, 18 pro Beutel



Packung à 432 Stück

Artikel-Nr.: ABM039 | Biozym

55,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: 3 Vents, doppelt verpackt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: steril

Verpackung: 432 Stück 18 pro Beutel doppelt verpackt, Packung à 432 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.