

## Petrischale, 90 x 15.8 mm, 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei  
steril, dreifach verpackt, 8 pro Beutel



Packung à 320 Stück

Artikel-Nr.: ABM043 | Biozym

**37,74 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Eigenschaft:** 3 Vents, dreifach verpackt

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 384 Stück 8 pro Beutel dreifach verpackt, Packung à 320 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.