

## Petrischale, 90 x 15.8 mm (zweigeteilt), 3 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Free  
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück

Artikel-Nr.: ABM011 | Biozym

**83,10 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eigenschaft:** 3 Vents, zweigeteilt

**Format:** 90 x 15.8 mm

**Kategorie:** Petrischale

**Sterilität:** antiseptisch, steril

**Verpackung:** 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht.
- Das flache Schalendesign ermöglicht eine optimale Nutzung des Inkubatorraums. Leicht stapelbar. Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.
- Petrischalen mit zwei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien