

Petrischale, 90 x 15.8 mm (dreigeteilt), 0 Vents

DNase, RNase, Human DNA, ATP, Pyrogen Frei
aseptisch, 20 pro Beutel



Packung à 480 Stück

Artikel-Nr.: ABM021 | Biozym

62,64 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaft: 0 Vents, dreigeteilt

Format: 90 x 15.8 mm

Kategorie: Petrischale

Sterilität: antiseptisch, steril

Verpackung: 480 Stück 20 pro Beutel antiseptisch, Packung à 480 Stück

- Die hochwertigen Einweg-Petrischalen von Abdos eignen sich für alle mikrobiologischen Anwendungen
- Die extrem hohe optische Klarheit ermöglicht eine einfache Sicht am Mikroskop.
- Nicht belüftete Schalen haben einen flachen Deckel, der Verdunstung verhindert und so eine lange Inkubationszeit und anaerobe Anwendung ermöglicht.
- Belüftete Schalen haben einen erhöhten Deckel, der einen optimalen Gasaustausch und eine optimale Verdunstung ermöglicht
- Leicht stapelbar.
- Abdos Petrischalen behalten ihre Form bis 55 °C.
- Petrischalen mit drei Kammern, für parallele Untersuchung einzelner Proben mit unterschiedlichen Nährböden, Lösungsmitteln und Reagenzien