


Kalibrierte weiche Impföse 10 µl, HIPS

blau, Länge 200 mm
steril, 10 pro Beutel



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABM179 | Biozym

31,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaft: kalibriert, weich

Farbe: blau

Kategorie: Impföse

Länge: 200 mm

Material: HIPS

Verpackung: 500 Stück 10 pro Beutel, Packung à 500 Stück

Volumen: 10 µl

Kalibrierte weiche Impföse, gammabestrahlt, steril, HIPS