

Kalibrierte weiche Impföse 1 µl mit Nadel, HIPS

weiß, Länge 200 mm
steril, 10 pro Beutel



Packung à 500 Stück

Artikel-Nr.: ABM185 | Biozym

19,02 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaft: kalibriert, mit Nadel, weich

Farbe: weiß

Kategorie: Impföse

Länge: 200 mm

Material: HIPS

Verpackung: 500 Stück 10 pro Beutel, Packung à 500 Stück

Volumen: 1 µl

Kalibrierte weiche Impföse, gammabestrahlt, steril, HIPS