

Kryobox, laminiertes Karton

1.0 & 2.0 ml Tubes, 100 Plätze (10 x 10)



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: ABR163 | Biozym

18,36 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: weiß
Gefäßgröße: 1.0ml, 2.0 ml
Stellplätze: 100
Verpackung: Packung à 8 Stück