

Fixed Angle Rotor 6 x 50 ml Tubes

für iFuge UC02R oder iFuge UC02, max. RCF 4910 x g



1 Stück

Artikel-Nr.: 552672 | [Biozym](#)

295,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Zubehör Zentrifuge

Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R

Produkttyp: Festwinkel, Rotor

Verpackung: 1 Stück