


FlashGel FLX RNA Prestain Loading Buffer (2X)

2X Ladepuffer mit RNA Farbstoff



1 ml

Artikel-Nr.: 857102 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 00316993

23,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: Ladepuffer inkl. RNA Farbstoff

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: RNA Ladepuffer

Verpackung: 1 ml

Spezifikationen des FlashGel FLX RNA Prestain Loading Buffer (2X)

Für die Nutzung mit den folgenden FlashGel FLX Kassetten konzipiert:

- FlashGel FLX Kassetten mit 1,2%iger Agarosekonzentration, einzeilig (Art.-Nr. 857123)
- FlashGel FLX Kassetten mit 1,2%iger Agarosekonzentration, zweizeilig (Art.-Nr. 857129)

Optimaler Trennbereich:

- 1.2% Agarose: für RNA von 0,5 -10 kb

Lagerung:

Bei -20°C für 24 Monate ab Datum der Herstellung.