

PreCision Serol. Pipette 50 ml kurz, FCode violett

Graduierung: 1.0 ml, bis -10 ml

Polystyren (Polystyrol), steril




4 Beutel à 25 (100) Stück

Artikel-Nr.: 766016BN | Biozym

127,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Verpackung: 4 Beutel à 25 (100) Stück

Serologische Pipette 50 ml, kurz

- Volumenbereich: 5,0 - 60,0 ml
- Länge: 232 mm
- 10 mm Filter
- Farbcode: violett