

Filterspitzen Sartorius 1200 µl, steril

Länge Spitze = 90 mm

SafetySpace, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674089 | Sartorius

210,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück