

Reaktionsgefäße 0.5 ml, graduert, farblos

Kugelsicherheitsverschluss, 0.6 ml Maximalvolumen

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 710210 | Biozym

37,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Kugelsicherheitsverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße 0.5 ml, graduert, farblos

0.6 ml Maximalvolumen

Der zuverlässige Verschluss des Reaktionsgefäßes wird durch eine Überwurfverbindung zwischen Deckel und Gefäß hergestellt. Der Verschlussmechanismus in Form einer Kugel hat keine scharfen Kanten und ist daher mit dem Daumen leicht und „schmerzfrei“ zu bedienen. Da die Kugel bei verschlossenem Gefäß oben auf dem Deckel sichtbar ist, kann mit einem Blick kontrolliert werden, ob das Gefäß sicher verschlossen ist.

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Polypropylen
- Mit Kugelsicherheitsverschluss
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle