

LEGENDplex Human Inflammation Panel 3 (5-plex)...

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B741541 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 741541

658,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Panel

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 Tests

LEGENDplex Human Inflammation Panel 3 (5-plex) w/ FP

Clone:

Isotype:

Other_Names: IL-6Ralpha (CD126), CD163, TSG6, CHI3L1 (YKL-40), IL-18BP, S100A8

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Panel

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=26469>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>