


SYPRO Ruby Protein Gel Farbstoff

200 ml

Artikel-Nr.: 850564 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50564



154,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Detektionslimit: 4-8 ng Protein/Bande

Eigenschaften: für PA-Gel, kompatibel mit Massenspektrometrie, quantitativ

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: Fluoreszenzfarbstoff

Verpackung: 200 ml